

Información del Equipo:

Equipo Pensky Martens.

Utilidad:

- Determinación del punto de inflamación.

Página Web:

<http://www.fiq.unl.edu.ar/pages/investigacion/infraestructura/laboratorios/laboratorio-modelo-de-quimica.php>

Ubicación del equipo:

Facultad de Ingeniería Química

Laboratorio Modelo de Química (LaMoFIQ)

UNLBio

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica

Programa UNLBio
Pasaje Martínez 2626 (S3002AAB). Santa Fe. Argentina
+54 (0342) 4551211 - 4571234 - int. 254
unlbio@unl.edu.ar | www.unl.edu.ar/vinculacion